


INSTRUKCJA UŻYWANIA MATERAC PRNEUMATYCZNY BioFlote™ 4000



**UWAGA!**

Przed rozpoczęciem korzystania z materaca, należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

I. WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy REHA FUND Sp. z o.o., czołowego dostawcy materiałów zaopatrzenia medycznego i artykułów rehabilitacyjnych na rynku polskim.

Instrukcja używania zawiera wskazówki i sugestie, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego korzystania z wyrobu. Zachowaj niniejszą instrukcję w celu wykorzystania w przyszłości.

*Zdjęcia znajdujące się w poniższej instrukcji mają charakter poglądowy.

OGÓLNE INFORMACJE

System zmiennociśnieniowych materacy przeciwoleżynowych posiada bardzo zaawansowaną technologię zapewniającą najwyższą jakość urządzenia i komfort używania. Jest przeznaczony do zapobiegania powstawaniu i leczenia odleżyn.

System został przetestowany i jest zgodny z poniższymi normami:

EN 60601-1-11:2010, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, CISPR 11:2009, IEC 61000-4-3:2010, IEC 61000-4-4:2004, IEC 61000-4-5:2005, IEC 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004, IEC 61000-3-2:2009, IEC 61000-3-3:2008.

OSTRZEŻENIE EMC

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla wyrobów medycznych EN 60601-1-2:2007. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w typowej instalacji medycznej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować fale radiowe i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją może powodować zakłócenia innych urządzeń w pobliżu. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeżeli ten sprzęt powoduje zakłócenia innych urządzeń, które można sprawdzić poprzez włączenie i wyłączenie sprzętu, użytkownik może podjąć próbę usunięcia zakłóceń poprzez jeden lub więcej z następujących sposobów:

- zmienić kierunek lub położenie urządzenia odbiorczego;
- zwiększyć odległości pomiędzy urządzeniami;
- podłączyć urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż to, do którego podłączone są inne urządzenia;
- poprosić o pomoc producenta, dostawcę lub technika serwisu.

**UWAGA!**

Urządzenie nie jest dostosowane do użytku w pobliżu łatwopalnych płynów i gazów.

II. CHARAKTERYSTYKA**PARAMETRY TECHNICZNE**

WYKAZ	WYKAZ SPECYFIKACJA POMPY
Model	Pompa do materaca pneumatycznego BioFlote™ 4000
Zasilanie	230V/50Hz
Bezpiecznik	1A
Wymiary pompy w cm	28 x 15 x 9
Waga pompy	1.4 kg
Pobór mocy	7W
Czas trwania cyklu	12 min.
Zakres ciśnień	40 mmHg - 100 mmHg
Wydajność pompy	8 litrów/min.

WYKAZ	WYKAZ SPECYFIKACJA POMPY
Model	BioFlote™ 4000
Rodzaj	Komorowy (17 komór powietrznych)
Wymiary materaca w cm	190 x 88 x 11 – po napompowaniu
Waga materaca	4,85 kg
Maksymalna waga użytkownika	140 kg
Materiał	Nylon/Polichlorek winylu
Kolor	niebieski
Temperatura otoczenia	Pracy: 5°C~ 40°C Przechowywania: -25°C~70°C Transport: -25°C~70°C
Wilgotność względna otoczenia	Pracy: 15%~90% Przechowywania: 10%~90% Transport: 10%~90%
Ciśnienie atmosferyczne	40 mmHg – 100 mmHg

NOTA

1. Powyższe parametry techniczne są aktualne we wszystkich miejscach o tych samych parametrach energii elektrycznej.
2. W celu uzyskania innych dokumentów technicznych skontaktuj się z dostawcą.
3. Produkt zutylizować zgodnie z lokalnymi wymaganiami prawnymi.

DODATEK A: INFORMACJE EMC

Wskazówki i deklaracja producenta – emisja elektromagnetyczna:

To urządzenie jest przeznaczone do stosowania w opisanym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Użytkownik tego urządzenia powinien upewnić się, że jest używany w takim środowisku.

Test emisji	Zgodność	Otoczenie elektromagnetyczne – wskazówki
Emisje RF CISPR 11	Grupa 1	Urządzenie wykorzystuje energię RF wyłącznie dla wewnętrznych funkcji. Dlatego też emisje RF są bardzo niskie i nie mogą powodować jakichkolwiek zakłóceń w urządzeniach elektronicznych znajdujących się w pobliżu.
Emisje RF CISPR 11	Klasa B	
Emisje harmoniczne IEC61000-3-2	Klasa A	Urządzenie nadaje się do stosowania we wszystkich pomieszczeniach, w tym w pomieszczeniach domowych i mogą być podłączone do ogólnodostępnej sieci elektrycznej niskiego napięcia.
Wahania napięcia / emisje drgań IEC61000-3-3	Spełnia	

Wskazówki i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna:


To urządzenie jest przeznaczone do stosowania w opisanym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Użytkownik tego urządzenia powinien upewnić się, że jest używany w takim środowisku.

Test odporności	IEC60601 Poziom testu	Zgodność	Otoczenie elektromagnetyczne – wskazówki
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) IEC61000-4-2	±6kV kontakt ±8kV powietrze	±6kV kontakt ±8kV powietrze	Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub płytki ceramiczne. Jeśli podłogi są pokryte materiałem syntetycznym, wilgotność względna powinna wynosić co najmniej 30%
Szybkie zanikania elektryczne / serie IEC61000-4-4	±2kV dla linii zasilającej ±1kV dla linii wej./wyj.	±2kV dla linii zasilającej ±1kV dla linii wej./wyj.	Jakość energii zasilającej powinna być typowa (nie jak dla przemysłu czy szpitali)

Fala IEC61000-4-5	±1kV linie - linie ±2kV linie - ziemia	±1kV linie - linie	Jakość energii zasilającej powinna być typowa (nie jak dla przemysłu czy szpitali)
Spadki napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia na liniach zasilających IEC61000-4-11	<5%UT (>95% skok w UT) dla 0,5 cyklu 40%UT (60% skok w UT) dla 5 cykli 70%UT (30% skok w UT) dla 25 cykli <5%UT (>95% skok w UT) dla 5 sekund		Jakość energii zasilającej powinna być typowa (nie jak dla przemysłu czy szpitali). Jeśli użytkownik chce nieprzerwanej i niezakłóconej pracy urządzenia, powinien zaopatrzyć się w pewne stałe zasilanie lub baterie.
Częstotliwość mocy (50/60Hz) pole magnetyczne IEC6100-4-8	3A/m	3A/m	Moc częstotliwości pola magnetycznego powinna być na poziomie charakterystycznych nietypowych lokalizacji, w typowej dla środowiska przemysłowego lub szpitalnego
NOTA: UT jest wartością napięcia zasilającego A.C. przed przeprowadzeniem testów			




Wskazówki i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna:

To urządzenie jest przeznaczone do stosowania w opisanym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Użytkownik tego urządzenia powinien upewnić się, że jest używany w takim środowisku.

Test odporności	IEC60601 Poziomemu testu	Zgodność	Otoczenie elektromagnetyczne – wskazówki
Przewodnictwo RF IEC61000-4-6	3Vrms 150kHz do 80MHz poza pasmo ISM ^a	3Vrms	Przenośne i ruchome urządzenia radiowe RF powinny być używane nie bliżej do każdej części urządzenia, w tym kabli, niż zalecana odległość obliczona na podst. równania odpowiedniego dla częstotliwości nadajnika. Zalecana odległość: $d = [^{3.5} \sqrt{P}] \sqrt{P}$ od 150kHz do 80MHz $d = [^{3.5} \sqrt{P}] \sqrt{P}$ od 80MHz do 800MHz $d = [^7 \sqrt{P}] \sqrt{P}$ od 800MHz do 2.5GHz gdzie P jest maksymalną mocą znamionową nadajnika w watach (W) według producenta nadajnika, a d to zalecana odległość w metrach (m). ^b Siła pola ze stałych nadajników RF, określona przez pole elektromagnetyczne na miejscu ^c , powinna być mniejsza niż poziom zgodności w każdej częstotliwości wahań. Zakłócenia mogą wystąpić w pobliżu urządzeń oznaczonych następującym symbolem: 
Promieniowanie RF IEC61000-4-3	3V/m 80MHz do 2,5GHz	3V/m	


BUDOWA POMPY PNEUMATYCZNEJ

1. Szybkozłącze;
2. Przedni panel sterowania;
3. Złącze transportowe;
4. Przewód zasilający;
5. Filtr powietrza;
6. Zaczepy pompy.




PANEL PRZEDNI

1. Regulator ciśnienia powietrza - odpowiada za wartość ciśnienia powietrza w materacu. Przekręcając pokrętkę w stronę „MAX” zwiększamy ciśnienie, przekręcając pokrętkę w stronę „MIN” zmniejszamy ciśnienie w materacu;
2. Główny włącznik zasilania - włączanie i wyłączanie zasilania urządzenia.



BUDOWA ZESTAWU PRZECIWODLEŻYNOWEGO

1. Zawór CPR;
2. Pompa z regulacją ciśnienia;
3. Materac komorowy z pokrowcem;
4. Szybkozłączce;
5. Złącze transportowe.



III. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE WYROBU

Ten produkt jest przeznaczony dla osób:

- potrzebujących leczenia i profilaktyki powstawania odleżyn II stopnia jednocześnie optymalizując komfort pacjenta;
- przebywających stale w pozycji do domowej lub szpitalnej, długoterminowej opieki i leczenia odleżyn;
- potrzebujących leczenia i redukcji bólów wywołanych naciskiem podłoża na tkankę miękką ciała przy zaleceniu od lekarza lub rehabilitanta.

Produkt ten może być obsługiwany przez osoby, które posiadają kwalifikacje do wykonywania ogólnych procedur pielęgnacyjnych oraz posiadają odpowiednie przeszkolenie i wiedzę na temat przeciwdziałania i leczenia odleżyn.

IV. PRZECIWSKAZANIA

Nie stosować u pacjentów z urazem rdzenia kręgowego.

V. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Podczas używania produktów elektrycznych, a szczególnie w obecności dzieci, należy przestrzegać wszystkich środków bezpieczeństwa, włącznie z poniższymi.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Aby zredukować ryzyko porażenia prądem elektrycznym, należy:

1. Nie używać urządzenia podczas kąpieli.
2. Zawsze wyłączać urządzenie natychmiast po zakończeniu używania.
3. Nie ustawiać ani nie przechowywać urządzenia w miejscu, skąd może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub umywalki.
4. Nie wkładać i nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innym płynie.
5. Nie dotykać urządzenia, które wpadło do wody. W takim wypadku natychmiast odłączyć urządzenie z gniazdka.

OSTRZEŻENIA!

Aby zredukować ryzyko porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub zranienia należy:

1. Ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji, gdy urządzenie może stać się pułapką dla pacjenta i ograniczyć zakres jego ruchu lub całkowicie go uwięzi. W przypadku dużego prawdopodobieństwa wystąpienia takiej sytuacji pacjent winien znajdować się pod stałą obserwacją.
2. Nie stosować u pacjentów z urazem rdzenia kręgowego.
3. Koniecznie nadzorować działanie urządzenia, kiedy jest ono używane przez dzieci lub w ich pobliżu. Niektóre małe elementy można łatwo zdemontować co stwarza ryzyko zadławienia się lub porażenia prądem dzieci.
4. Używać zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji używania. Nie używać do celów, których nie zaleca producent. Nie stosować materacy innego typu, niż wskazane przez producenta.
5. Nie używać jeżeli urządzenie nie pracuje poprawnie, przewód lub wtyczka jest uszkodzona, zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody. W takim wypadku należy oddać urządzenie do autoryzowanego serwisu w celu jego przeglądu/naprawy.


6. Przewód zasilający trzymać z dala od gorących powierzchni.
7. Nie blokować wlotu powietrza. Nie stawiać na miękkiej powierzchni (łóżko, materac, koc), która może zablokować wlot powietrza. Najbliższe otoczenie pompy utrzymywać w czystości – z dala od sierści, włosów, ścinków czy innych małych drobinek.
8. Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji/napraw urządzenia bez autoryzacji producenta.
9. Jeżeli przypuszczasz, iż mogą u Ciebie wystąpić bądź już wystąpiły objawy alergii w zetknięciu z materacem niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.
10. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

VI. SPOSÓB UŻYWANIA

INSTALACJA ROZPAKOWYWANIE

Pompa i materac są zapakowane w kartonowym pudełku w celu zabezpieczenia zawartości wewnątrz. Rozpakuj opakowanie i sprawdź, czy nic nie zostało uszkodzone podczas transportu. W przypadku uszkodzenia, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą.

USTAWIANIE



1) Ułożyć materac na łóżku. Zaleca się takie ułożenie materaca tak, aby koniec materaca z końcówkami wlotowymi znajdował się po stronie nóg. Upewnić się, że klapy z obu stron materaca są podłożone pod materac łóżka.



UWAGA!

Materac należy przykryć prześcieradłem aby nie dopuścić do kontaktu skóry z materacem w celu poprawienia komfortu pacjenta, a także w celu zabezpieczenia materaca przed kontaktem z wilgocią czy środkami leczniczymi (kremy, maści).

2) Rozłożyć zaczepy i zawiesić pompę na brzegu łóżka lub ustawić na podłodze w odpowiednim miejscu, aby nie narazić pompy na uszkodzenia.

3) Podłączyć rurki powietrza do pompy i materaca. Charakterystyczne „kliknięcie” będzie oznaczało poprawne podłączenie przewodów.



UWAGA!

Sprawdź i upewnij się czy rurki powietrza nie są poskręcane lub przygniecione.

4) Podłączyć pompę przewodem zasilającym do gniazdka.



UWAGA!

Przed włożeniem wtyczki do gniazdka upewnij się, czy zasilanie jest zgodne z wymaganiami urządzenia. Używając wtyczki zasilania można także odłączyć urządzenie. Gniazdko elektryczne powinno być w takim miejscu, aby umożliwiło szybkie odłączenie urządzenia od prądu.

5) Włączyć zasilanie pompy (przełącznik na pozycję ON).

6) Przed położeniem pacjenta na materacu należy odczekać ok. 20 minut, aby jedna z sekcji napompuwała się całkowicie. Należy ustawić pokrętko regulatora na maksimum, a po napompuwaniu materaca ustawić ciśnienie odpowiednie dla pacjenta.



UWAGA!

Pompa może być używana tylko i wyłącznie z zalecanym przez producenta materacem. Nie używać pompy do innych celów. Należy pamiętać, że pompa musi pracować przez cały czas używania materaca. Po wyłączeniu pompy nie należy korzystać z materaca. Nie należy pompować materaca, gdy leży na nim pacjent.


Kilka uwag odnośnie instalacji:

Po ustawieniu należy upewnić się, czy przewód zasilający leży tak, aby nie torował przejścia ani nie był powodem potknięć lub przewróceń. Wyposażenie powinno być ustawione tak, aby lekarz lub użytkownik miał łatwy dostęp do urządzenia i mógł go w każdej chwili odłączyć.

DOSTĘPNE FUNKCJE

◆ Zawór CPR

Jeśli z jakiegokolwiek powodu wystąpi potrzeba szybkiego spuszczenia powietrza z materaca, należy pociągnąć za uchwyt zaworu CPR. Zawór CPR znajduje się w końcu materaca od strony głowy.




◆ Regulacja ciśnienia

Używając regulatora ciśnienia użytkownik może ustawić odpowiednią miękkość materaca. Ustawienie poziomu twardości materaca należy skonsultować z lekarzem prowadzącym.

◆ Transportowanie

W celu umożliwienia przeniesienia napompowanego materaca można użyć szybkozłączka, które zablokuje odpływ powietrza z materaca na czas transportu.



ROZWIĄZYWANIE USTEREK



UWAGA!

Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym nie próbuj zdejmować obudowy. Jakiegokolwiek naprawy należy zgłosić do autoryzowanego serwisu. Dołączonego zestawu naprawczego można użyć po upływie okresu gwarancyjnego. Naprawianie materaca bez zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego serwisu powoduje natychmiastową utratę praw gwarancyjnych.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Brak zasilania	Sprawdzić, czy wtyczka jest włożona do gniazdka, w którym jest napięcie.
Świeci się kontrolka niskiego ciśnienia	Sprawdzić poprawność podłączenia przewodów powietrznych do pompy i materaca. Sprawdzić połączenia pomiędzy komorami. Sprawdzić szczelność na zaworze CPR. Jeśli pompa posiada regulację ciśnienia, należy zwiększyć ciśnienie. Sprawdzić szczelność komór materaca, czy nie są przedziurawione lub pęknięte. UWAGA: Pompa musi być włączona przez cały czas używania materaca.
W pompie co jakiś czas słychać szum	Jest to normalny objaw. W chwili opróżniania jednej z sekcji powietrze ulatuje poprzez pompę, co może być słyszalne.
Pacjent się zapada	Wartość ciśnienia ustawiona na pompie za pomocą regulatora nie jest odpowiednia dla pacjenta. Należy zwiększyć ciśnienie i odczekać na uzupełnienie powietrza w komorach.
Materac nie utrzymuje formy	Sprawdzić, czy komory są przytrzymywane za pomocą pasów zamocowanych do podstawy materaca, czy komory są zapięte zatrzaskami do podstawy.
Część materaca jest nie napompowana	Jest to zjawisko normalne w przypadku, gdy jedna z sekcji jest napompowana, a druga nie. Po upływie połowy cyklu pompowanie sekcji powinno się zmienić. W przypadku gdy pompuje się tylko jedna z sekcji przez cały czas może to oznaczać nieszczelność materaca lub uszkodzenie pompy.

Jeśli powyższe wskazówki nie pomogły w rozwiązaniu usterki proszę bezpośrednio skontaktować się z miejscowym przedstawicielem. Prawdopodobnie potrzebna będzie konsultacja z serwisem technicznym.

VII. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

POMPA

Pompę czyścić wilgotną szmatką i delikatnym detergentem oraz trzymać z dala od kurzu. Nie można używać detergentów, które spowodują chemiczną reakcję na powierzchni plastikowej obudowy pompy. Wszystkie części powinny być dokładnie wysuszone przed ponownym użyciem.



UWAGA!

Upewnić się czy pompa jest odłączona od zasilania przed rozpoczęciem czyszczenia. Nie zanurzać ani nie zamaczać pompy.

MATERAC

Materac czyścić poprzez wycieranie ściereczką lub gąbką nawilżoną w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu. Wszystkie części powinny być dokładnie wysuszone przed ponownym użyciem.



UWAGA!

Do czyszczenia materaca nie używać detergentów na bazie rozpuszczalników i alkoholi. Może to spowodować uszkodzenie powierzchni materaca w postaci pęknięć lub stwardnienia materiału. Po wyczyszczeniu materac suszyć w zacienionym miejscu.

PRZECHOWYWANIE

1. Opróżniony z powietrza materac ułożyć na płaskiej powierzchni.
2. Zwiąć materac od strony głowy do nóg w kierunku końcówek wylotowych powietrza przy otwartym zaworze CPR.
3. Zabezpieczyć przewody rurowe poprzez włożenie ich w materac.



UWAGA!

Materaca nie wolno składać ani zginać. Unikać kontaktu bezpośredniego ze słońcem.

PRZEGLĄD

OGÓLNE

1. Sprawdzać zużycie przewodu zasilającego i wtyczki.
2. Sprawdzać powierzchnię materaca, czy nie jest zużyta, twarda lub zniszczona. Upewniać się, że komory materaca są ze sobą poprawnie połączone, sprawdzić szczelność komór.
3. Sprawdzać, czy nie ma uszkodzeń na połączeniach przewodów oraz na samych przewodach powietrznych (zagięcia, pęknięcia).
4. Sprawdzać poprawność działania pompy. Przepływ powietrza powinien się zmieniać pomiędzy wylotami co 1/2 okresu cyklu.

WYMIANA FILTRA POWIETRZA

Filtr powietrza powinien być sprawdzany i w razie potrzeby wymieniany (co około 12 miesięcy). Zabrudzenie filtra powietrza jest uzależnione od otoczenia w jakim pracuje pompa. Zabrudzony (zatkany) filtr powoduje nieprawidłową pracę kompresora wewnątrz pompy, a nawet jego uszkodzenie.

1. Otworzyć osłonę filtra powietrza znajdującą się z tyłu obudowy pompy poprzez zwolnienie zaczepu.
2. Skontrolować i w razie potrzeby wymienić filtr powietrza.
3. Założyć osłonę filtra.

VIII. KONIEC UŻYWANIA

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli materaca zgodnie z zaleceniami producenta. Patrz punkt instrukcji: Czyszczenie i Konserwacja - należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z wyrobu. Po zakończeniu używania należy poddać wyrób utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

IX. PRZEWIDZIANY OKRES UŻYWANIA

Produkt zapewnia bezpieczne i niezawodne działanie w okresie gwarancyjnym, jeżeli produkt jest używany i konserwowany zgodnie z instrukcją używania producenta. Producent zaleca, aby zestaw był sprawdzany i serwisowany przez autoryzowany serwis tylko w przypadku gdy występują ślady zużycia lub podejrzenie błędnej pracy urządzenia. W innych przypadkach serwis lub kontrola urządzenia ogólnie nie jest wymagana.



UWAGA!

Do zestawu dołączona jest zapasowa komora. W przypadku stwierdzenia nieszczelności materaca należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

X. GWARANCJA:

Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości. Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta). Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.

XI. GLOSARIUSZ SYMBOLI

	Producent		Góra, nie przewracać
	Oznakowanie CE		Chronić przed wilgocią
	Numer katalogowy		Kruchy, obchodzić się ostrożnie
	Data produkcji		Części typu BF
	Zajrzyj do instrukcji używania		Urządzenie II klasy ochronności
	Ostrzeżenie	IP22	Ochrona przed obiektami stałymi o wielkości 12,5mm i większe. Ochrona przed pionowo spadającymi kroplami wody
	Kod partii		Urządzenie to jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską (WEEE) oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Takie oznaczenie informuje, że sprzęt ten po okresie jego używania należy oddać do punktu przetwarzającego zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
	Wyrób medyczny		Nie przecinać
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		Recykling



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14,
03 - 310 Warszawa, Polska
www.rehafund.pl



I/BioFlote4000/3/08.11.2024
Data wydania instrukcji używania: 11.2024