


Materac typu GOFER

Materac do łóżka pielęgnacyjnego.

- Dla pacjentów o wadze od 40 do 120 kg
- Wysoki poziom komfortu i odciążenia dzięki gofrowanej strukturze w konstrukcji jednowarstwowej
- Nadaje się dla pacjentów z ryzykiem odleżyn w skali I-II EPUAP
- Lepszy mikroklimat wewnątrz materaca dzięki kanałom cyrkulacji powietrza między sześcianami
- Trudnopalność zgodnie z normą DIN EN 597
- 5-letnia gwarancja na zapadanie się
- Materac w pokrowcu z materiału typu dżersej lub nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym
- Materac dostarczany w formie zrolowanej co ułatwia magazynowanie i transportowanie



POKROWCE:

Dżersej



PU - nieprzemakalny, paroprzepuszczalny



- Można prać w temperaturze 60°C, można suszyć w suszarce bębnowej (warunkowo)
- Gramatura: 90 g/m²
- Zamek błyskawiczny

- Odporny na wilgoć i parę wodną
- Trudnopalny
- Dobra tolerancja dla skóry
- Odporny na bakterie i wirusy
- Antyalergiczny
- Odpowiedni dla alergików
- dwukolorowy
- Idealna ochrona łóżka i materaca dla osób z nietrzymaniem moczu
- Wysoce elastyczny, dzięki czemu łatwy w użyciu
- Gramatura: 215 g/m²
- Zamek błyskawiczny
- Można prać w temperaturze 95°C, warunkowo nadaje się do suszenia w suszarce bębnowej.

Dane techniczne

Wymiar w cm	200 x 90 x 12
Max. waga pacjenta	40 - 120 kg
Gwarancja*	5-letnia gwarancja na zapadanie się
Gęstość	35 kg/m ³
Wytrzymałość na ściskanie	4,5 kPa
Palność	Pokrowiec na materac z dżerseju lub PU trudnopalny, zgodnie z normą DIN EN 597 rozdział I i II
Zastosowanie	Materac do łóżka pielęgnacyjnego

VERMEIREN
we care for you

Ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
tel. 718898800
e-mail: zamowienia@vermeiren.pl

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.