



Piankowe materace




TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z
INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETUKIETĄ

VERMEIREN
we care for you

EASY MAT

Materac Piankowy w pokrowcu trykotowym



Wymiar: 90x200x12 cm

Max obciążenie: 100 kg

Rdzeń:

pianka PUR – prosty 25 kg/m³

Wysokiej jakości i zwiększonej elastyczności pianka poliuretanowa. Posiada odpowiednią sprężystość i wysoką odporność na odkształcenia. Wpływa korzystnie na odpowiednie ułożenie całego ciała i wygodny sen.

Pokrowiec:

Wykonany z trykotu.

Zamek:

umożliwia zdejmowanie pokrowca, wypranie i utrzymanie w czystości całego materaca.



VERMEIREN
we care for you

ROZWIĄZANIA

stworzone dla Ciebie

Materace piankowe serii MEDiCO®

Specjalnie zaprojektowane
rdzenie piankowe
są pokryte pokrowcem
paroprzepuszczalnym,
nieprzemakalnym
i zmywalnym.



Materace zostały wykonane z najnowocześniejszych materiałów, aby zapewnić pacjentom najlepszą jakość snu i odpoczynku, co jest kluczowe dla ich zdrowia i dobrej kondycji fizycznej.

- Materace posiadają pokrowce wykonane z tkaniny paroprzepuszczalnej, zmywalnej posiadającej możliwość prania w wysokiej temperaturze – 95 °C.
- Zastosowanie pianki PUR zapewnia optymalne podtrzymanie leżące-go. Rdzeń piankowy przyczynia się do równomiernego i prawidłowego podparcia poszczególnych odcinków kręgosłupa i oddziałuje na prawidłową regulację napięcia mięśniowego.
- Materace serii MEDiCO® są nieodzownym elementem łóżka szpitalnego lub rehabilitacyjnego zapewniając zdrowy i spokojny sen. Idealnie sprawdzają się w szpitalach, DPS-ach, oraz w warunkach domowych.



VERMEIREN
we care for you

BASIC MEDiCO®

Materac Piankowy Zmywalny Paroprzepuszczalny



Wymiar: 90x200x12 cm

Max obciążenie: 100 kg

Waga: 5,5 kg

Rdzeń:

piłka PUR – prosty 25 kg/m³

Wysokiej jakości i zwiększonej elastyczności pianka poliuretanowa. Posiada odpowiednią sprężystość i wysoką odporność na odkształcenia. Wpływa korzystnie na odpowiednie ułożenie całego ciała i wygodny sen.


Pokrowiec:

PU zmywalny, paroprzepuszczalny.

Pokrowiec ma wszyty zamek, który umożliwia łatwe zdejmowanie i utrzymanie materaca w czystości. Materiał można dezynfekować i czyścić chemicznie.


Zamek:

umożliwia zdejmowanie pokrowca, wypranie i utrzymanie w czystości całego materaca.



VERMEIREN
we care for you

REHA MEDiCO[®] Materac "GOFER" Piankowy Zmywalny Paroprzepuszczalny



Wymiar: 90x200x12 cm

Max obciążenie: 100 kg

Waga: 5,5 kg

Rdzeń:

pianka PUR – gofer 25 kg/m³

Wysokiej jakości i zwiększonej elastyczności profilowana pianka poliuretanowa zapewniająca optymalne podtrzymanie oraz rozłożenie nacisku osiowego ciała wpływając na ograniczenie występowania odleżyn.

Pokrowiec:

PU zmywalny, paroprzepuszczalny.

Pokrowiec uszyty z tkaniny paroprzepuszczalnej. Wszyty zamek pozwala na łatwe zdejmowanie i utrzymanie materaca w czystości. Materiał można dezynfekować i czyścić chemicznie.

Zamek:

umożliwia zdejmowanie pokrowca, wypranie i utrzymanie w czystości całego materaca.

Ryzyko przeciwoleżynowe:

Stosowany przy średnim i wysokim ryzyku do II stadium w skali EPUAP.




Skala zagrożenia odleżynowego



VERMEIREN
we care for you

REHA+ MEDiCO[®] Materac szpitalny Piankowy Zmywalny Paroprzepuszczalny



Wymiar: 90x200x12 cm

Max obciążenie: 100 kg

Waga: 5,5 kg

Rdzeń:

pianka PUR – gofer+ 25 kg/m³

Wysokiej jakości i zwiększonej elastyczności profilowana pianka poliuretanowa zapewniająca optymalne podtrzymanie oraz rozłożenie nacisku ośowego ciała wpływając na ograniczenie występowania odleżyn.

Pokrowiec:

PU zmywalny, paroprzepuszczalny.

Pokrowiec uszyty z tkaniny paroprzepuszczalnej. Wszyty zamek pozwala na łatwe zdejmowanie i utrzymanie materaca w czystości. Materiał można dezynfekować i czyścić chemicznie.

Zamek:

umożliwia zdejmowanie pokrowca, wypranie i utrzymanie w czystości całego materaca.

Ryzyko przeciwoleżynowe:

Stosowany przy średnim i wysokim ryzyku do II stadium w skali EPUAP.




Skala zagrożenia odleżynowego



REHA + LONGLIFE MEDICO®

Materac Piankowy
Zmywalny
Paroprzepuszczalny



Wymiar: 90x200x12 cm

Max obciążenie: 130 kg

Waga: 7,6 kg

Rdzeń:

pianka PUR – gofer+ 35 kg/m³

Wysokiej jakości i zwiększonej elastyczności profilowana pianka poliuretanowa zapewniająca optymalne podtrzymanie oraz rozłożenie nacisku ośowego ciała wpływając na ograniczenie występowania odleżyn.

Pokrowiec:

PU zmywalny, paroprzepuszczalny.

Pokrowiec uszyty z tkaniny paroprzepuszczalnej. Wszyty zamek pozwala na łatwe zdejmowanie i utrzymanie materaca w czystości. Materiał można dezynfekować i czyścić chemicznie.

Zamek:

umożliwia zdejmowanie pokrowca, wypranie i utrzymanie w czystości całego materaca.

Ryzyko przeciwoleżynowe:

Stosowany przy średnim i wysokim ryzyku do II stadium w skali EPUAP.




Skala zagrożenia odleżynowego



VERMEIREN
we care for you

PRO VISCO MEDiCO[®]

Materac Piankowy Dwuwarstwowy Zmywalny Paroprzepuszczalny



Wymiar: 90x200x(5+8) cm

Max obciążenie: 130 kg

Waga: 7,6 kg

Rdzeń:

pianka PUR – profilowana VISCO MEMORY 35 kg/m³.

Materac składa się z dwóch części wysokiej jakości pianki poliuretanowej. Górna to wysokoelastyczna, profilowana pianka o grubości 5 cm. Zapewnia optymalne podtrzymanie oraz rozłożenie nacisku osiowego ciała wpływając na ograniczenie występowania odleżyn. Dolna to wytrzymała pianka nośna o grubości 8 cm.

Pokrowiec:

PU zmywalny, paroprzepuszczalny. Pokrowiec uszyty z tkaniny paroprzepuszczalnej. Wszyty zamek pozwala na łatwe zdejmowanie i utrzymanie materaca w czystości. Materiał można dezynfekować i czyścić chemicznie.

Zamek:

umożliwia zdejmowanie pokrowca, wypranie i utrzymanie w czystości całego materaca.

Ryzyko przeciwoleżynowe:

Stosowany przy średnim i wysokim ryzyku do III stadium w skali EPUAP.




Skala zagrożenia odleżynowego



VERMEIREN
we care for you

MULTISUPPORT[®]

Materac Piankowy Dwuwarstwowy Zmywalny Paroprzepuszczalny



Wymiar: 90x200x14 cm

Max obciążenie: 140 kg

Rdzeń:

pianka PUR – profilowana VISCO MEMORY 52 kg/m³.

Materac składa się z dwóch części wysokiej jakości pianki poliuretanowej. Górna to wysokoelastyczna, profilowana pianka VISCO MEMORY Zapewnia optymalne podtrzymanie oraz rozłożenie nacisku osiowego ciała wpływając na ograniczenie występowania odleżyn. Dolna to wytrzymała pianka nośna o gęstości 23 kg/m³.

Pokrowiec:

PU zmywalny, paroprzepuszczalny.

Pokrowiec uszyty z tkaniny paroprzepuszczalnej. Wszyty zamek pozwala na łatwe zdejmowanie i utrzymanie materaca w czystości. Materiał można dezynfekować i czyścić chemicznie.

Zamek:

umożliwia zdejmowanie pokrowca, wypranie i utrzymanie w czystości całego materaca.

Ryzyko przeciwdleżynowe:

Stosowany przy średnim i wysokim ryzyku do III stadium w skali EPUAP.



Skala zagrożenia odleżynowego



VERMEIREN
we care for you

CLINISAN®

Materac Piankowy Trzywarstwowy Zmywalny Paroprzepuszczalny



Wymiar: 90x200x14 cm

Max obciążenie: 150 kg

Połączenie trzech warstw pianki.

Spód o wysokiej gęstości ze stabilizującymi bokami. Środkowa część średniej gęstości z wyciętymi kostkami zapewnia wentylację i redystrybucję ciśnienia. Miękką wierzchnią warstwę to komfort i również redystrybucja ciśnienia. Idealne dopasowanie do ciała poprzez fizyczne strefy zgięcia.

Trzy modele w zależności od gęstości pianki:

Clinisan® soft - 30 kg/m³

Clinisan® medium - 40 kg/m³

Clinisan® plus - 50 kg/m³

Pokrowiec:

PU zmywalny. Pokrowiec uszyty z tkaniny paroprzepuszczalnej. Dobra skórna tolerancja. Antibakteryjny i antywirusowy, antyalergiczny. Wszyty zamek pozwala na łatwe zdejmowanie i utrzymanie materaca w czystości. Materiał można dezynfekować i czyścić chemicznie. Nadaje się do suszenia w suszarce.

Zamek:


umożliwia zdejmowanie pokrowca, wypranie i utrzymanie w czystości całego materaca.

Ryzyko przeciwdleżynowe:

Stosowany przy średnim i wysokim ryzyku do III stadium w skali EPUAP.



Skala zagrożenia odleżynowego



VERMEIREN
we care for you



VERMEIREN Polska Sp. z o.o.

ul.Łączna 1

55-100 Trzebnica

tel.713874210

faks.713870574

e-mail.info@vermeiren.pl

www.vermeiren.pl

VERMEIREN
we care for you